



## Estètica - MUSTER

### LIGHT4YOU

Ràpida PULSED 60000 Iloc llum, sense dolor-una brisa



**müster**

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### LIGHT4YOU

Ràpida PULSED 60000 Iloc llum, sense dolor-una brisa

- 7 pantalla color tàtil"
- 60000 gra
- Grans dimensions de la zona tractada per al centre d'atenció individual: ben 7.5 cm2
- Combinar aire de refrigeració + aigua i nevera termoelèctrica
- Tractament: la proporció de refredament de la handpiece i la seva sofisticada tecnologia, garantir una reducció significativa de l'època de tractament.

#### PROFESSIONAL aire i aigua es REFREDA equips

Llum polsada, una innovadora, ràpida i eficaç, no invasiu depilació. Aprofitant l'energia centra xenó lleuger, els actes d'aplicació directa en el bulb del cabell amb resultats sorprenents. La intensitat alta fotodepilació IPL explota el principi de photothermolysis selectiva, generant una sèrie de llampades que inhibeixen les cèl·lules responsables de desenvolupament de pèl, contribuint a l'eliminació progressiva i permanent del pèl no desitjat.

#### HISTÒRIA CLÍNICA INFORMATITZADA

Historial mèdic informatitzat és senzill i intuïtiu. Només doni copets el vídeo a la funció desitjada i el dispositiu permet fàcilment tenir en compte tots els paràmetres per establir un tractament adequat — tot en qüestió de segons. LIGHT4YOU determina el nivell adequat de poder i el filtre específic a utilitzar per al tractament, seleccionant, a poca distància a peu un vídeo, seus paràmetres com el color de la pell i el pèl de color i aspecte. Al final del vídeo es mostrarà, per a la seva verificació apropiada, un resum de les dades seleccionades i es procedirà al tractament.

#### TRACTAMENT DE REJOVENIMENT DE LA FOTO

(opcional)-no ha de ser utilitzat per l'operador a Itàlia (D.M. 110/2011).

El rejuveniment de la foto s'aconsegueix gràcies als beneficiosos efectes produïts pel tractament de llum polsada, que estimulen les zones afectades, despertant el seu funcionament correcte i natural. Les tecnologies innovadores que ofereix LIGHT4YOU mostrava millores visibles en alteracions de la pell com ara: la rosàcia, arrugues, Capilars

superficials, hypotonicity de l'epidermis. El flash lluminós és capaç d'activar la pell, estimula la producció de col·làgen nou, que revitalitza la pell textura i consistència.

- Distingir 15 mm x 50 mm (7,5 cm<sup>2</sup>)
- Filtres (2)
- Fotodepilació:
  - 600 filtre nm (adequats per al tipus de pell I-II-III)
  - filtre nm 640 (atacs fototípia IV-V-VI)
- Energia emesa: ajustable des de 0,5 a 18 J/cm<sup>2</sup>
- Amplitud detectar 20 ms
- Simples o múltiples lloc lloc funció (producció contínua anuncis d'accelerar la tramitació)
- Pausa entre els anuncis en el mode de detectar múltiples: ajustable de 1 s a 4 s
- Càrrega temps després el pols: 250 ms (0.25 segons)
- Llum unitat refrigeració: combinada aigua + aire + nevera termoelèctrica
- Ajustament de la temperatura cristal • d'emissió
- contacte de la pell: -5 ° C a 5 ° C
- Làmpada lloc de vida 60000
- Consum d'energia mitjana en funcionament: 180 W
- Potència màxima càrrega: 2200 W
- Tensió 230 V/50 Hz