



## Estética - MUSTER

### LIGHT4YOU

Rápido ponto 60000 PULSED LIGHT-indolor, uma brisa



**muster**

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### LIGHT4YOU

Rápido ponto 60000 PULSED LIGHT-indolor, uma brisa

- 7 cor ecrã tátil"
- 60000 local
- Tamanho da área tratada para single Spotlight: ben 7,5 cm2
- Combinado de refrigeração ar + água e refrigerador termoelétrico
- Tratamento: a taxa de resfriamento da peça de mão e sua tecnologia sofisticada, garantem uma redução significativa dos tempos de tratamento.

#### EQUIPAMENTO de refrigeração de água e ar profissional

Luz pulsada, um tratamento de remoção de cabelo inovador, rápido e eficaz, não invasiva. Usando a energia focada Xenon luz, os actos de aplicação diretamente sobre o bulbo capilar com resultados surpreendentes. A alta intensidade foto-Depilação IPL explora o princípio da fototermólise seletiva, gerando uma série de flashes que inibem as células responsáveis pelo desenvolvimento do cabelo, contribuindo para a eliminação progressiva e permanente dos pêlos indesejados.

#### HISTÓRICO MÉDICO COMPUTADORIZADO

Histórico médico computadorizado é simples e intuitivo. Apenas bata o vídeo para a função desejada e o dispositivo permite que você facilmente considerar todos os parâmetros para definir o tratamento adequado — tudo em questão de segundos. LIGHT4YOU determina o nível apropriado de energia e o filtro específico para usar para o tratamento, selecionando, em poucos passos um vídeo, seus parâmetros tais como a cor da pele e a cor do cabelo e a aparência. No final do vídeo irá exibir, para sua verificação adequada, um resumo dos dados selecionados e procederá ao tratamento.

#### TRATAMENTO DE FOTO-REJUVENESCIMENTO

(opcional)-não deve ser utilizado pelo operador na Itália (DM 110/2011). O foto-rejuvenescimento é alcançado graças os efeitos benéficos produzidos por tratamento de luz pulsado, que estimulam as áreas afetadas, despertar o seu funcionamento adequado e natural. As tecnologias inovadoras oferecidas pelo LIGHT4YOU mostraram melhorias visíveis em anormalidades da pele, tais como:

Rosácea, rugas, capilares superficiais, hipotonia da epiderme. O clarão é capaz de ativar a pele, estimulando a produção de novo colágeno, que revitaliza a textura da pele e a consistência.

- Spot 15 x 50 mm (7,5 cm<sup>2</sup>)
  - Filtros (2)
  - Foto-depilação:
    - 600 filtro nm (apropriado para tipos de pele I-II-III)
    - filtro de 640 nm (ajustes fototipo IV-V-VI)
  - Energia emitida: ajustável de 0,5 a 18 J/cm<sup>2</sup>
  - Amplitude spot 20 ms
  - Único ou Múltiplo ponto de função (saída contínua publicidade para acelerar o processamento)
  - Pausa entre os comerciais em modo de ponto múltiplo: ajustável de 1 s a 4 s
  - Tempo de carga após o pulso: 250 ms (0,25 segundos)
- Unidade de luz • sistema de arrefecimento: combinados  
água + ar + refrigerador termoelétrico
- Cristal-temperatura de emissão  
contacto com a pele: -5 ° C a 5 ° C
  - Luz de spot vida 60000
  - Consumo de potência média em operação: 180 W
  - Potência máxima de carga: 2200 W
  - Tensão 230 V/50 Hz