



Permanent hår - EXTREMO

PERMANENT + FASTSÆTTELSE

curling hår væske



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



PERMANENT + FASTSÆTTELSE

curling hår væske

Fås i følgende versioner:

- for capellinaturali eller røv,
- behandlet hår eller hårgrænsen,
- for beskadiget hår eller Fremhævede hår.

Konsekvens af pindsvin opnået varierer afhængigt af diameteren af stangen anvendes.

brugsanvisning: efter montering alle curlere, mætte godt med permanent væske, lad sidde i så længe som nødvendigt, kontrollerer hvert 5 minut status af krøller. Brug af varmekilde reducerer eksponeringstiden. Skyl grundigt med varmt vand, ISING og anvende fastsættelse væsken, med ca 15 minutters positur. Skyl stang monteret, fjerne papilotter og vaskes med shampoo acidifier.

emballage: 500 ml flaske.

OM FASTSÆTTELSE AF VÆSKE

Universal permanent montering væske med duft af eksotiske frugter. Velegnet til fiksering af ripple lavet af permanent.

emballage: 1000 ml flaske