



Permanente del pelo - SOCO

AXENIA AXENIA



SOCO
PROFESSIONAL

✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328

AXENIA AXENIA

marca técnica de Soco ha creado dos sistemas profesionales necesarios en el salón de belleza para conseguir alisar el cabello, cosméticos, ondulaciones naturales, duraderas y bellas. AXENIA ULTRA sistema de planchado RECTO y el sistema agitando AXENIA ONDEMOVE. Opuestos se atraen

RECTA ULTRA - gel crema universal, sistema de tabla de

Crear efectos suaves extrema ultra- naturales en todo tipo de cabello.

La fórmula de la última generación libre de formaldehído y tioglicolatos, contiene un alto porcentaje de la queratina que garantiza una reestructuración, acondicionamiento y protección durante el planchado. Los resultados serán asombrosos capilares. Frizz neutralización, ultra- recta efecto luminoso suave y sedosa a la acción natural del pelo liso RECTA ULTRA consiste en un gel universal crema alisadora loción y un sistema de neutralización a pH neutro, se puede reacondicionar el pH natural del cabello mediante la definición de la forma suave.

ONDEMOVE - Sistema agitando

AXENIA ONDEMOVE es el sistema que agita innovadora capaz de crear volumen, apoyo y ondulaciones permanentes a través de una única loción específica para todos los tipos de cabello. Una formulación moderna de amoníaco- libre y enriquecido con hidrolizado de proteína de soja, ácido amino por un complejo de colágeno marino y Polyquaternium - 6 que durante el proceso de creación del remolino tiene una acción hidratante y nutritiva del cabello, mientras que el mantenimiento de sus características estructurales. Ondemove consiste en una moldura de loción a los aminoácidos universal y un sistema de neutralización a pH neutro, puede regenerar los puentes de azufre, garantizando así la elasticidad y brillo a rizarse.

cuadro : 250 ml botellas

ONDEMOVE - al sistema de neutralización de pH neutro

NEUTRALIZACIÓN Loción a pH neutro sobre la base de un complejo de ácido amino colágeno marino para ser utilizado como el sistema después de la fijación de ondulación Ondemove o tabla de sistema Ultra recto.

cuadro : botella de 500 ml