



## Estetika - PHITOFARMA

### KÜÜNED KÜÜNTE LEOTUS OFF ARMASTAV

lihtne kohaldada, vastupidav ja fantastiliselt poleeritud



phitofarma s.r.l.

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328

### KÜÜNED KÜÜNTE LEOTUS OFF ARMASTAV

lihtne kohaldada, vastupidav ja fantastiliselt poleeritud

#### PRIMER

semi-auto permanent 15 ml  
kood LOV0281

#### ALUSTA & VIIMISTLUS

semi-auto permanent 15 ml  
kood LOV282

#### rakendus:

1. põhjalikult pesta ja kuivatada käed ja küüned.
2. liikuda blokeeriva plug koputage LOV0146 küünte pinnale opacizzarla.
3. kohaldatakse PRIMER oodata 20 sekundit.
4. kanna õhuke kiht STAREFINISH, jälgides, et mitte puudutada nende küünevalli. Lase kuivada 2 minutit U.V. lubiskelett koos ARMASTAV CLEANER laternaga.
5. SEMIPERMANENT värvi nagu oleks see regulaarne küünelakk ja teeb sciugare 2 minutit UV lamp.
6. intensiivsem värvi kohaldada teine kiht semipermanent ja kuivatada UV lambi 2 minutit.
7. kanna kiht STARTEFINISH ja kuiva 6 minutit koos UV lamp.
8. lubiskelett küünte ARMASTAV NAIL LOV0134 rasva.

#### EEMALDADA SELLE LEOTUS VÄLJA:

1. valge LOV0144 faili (100/100) ettevaatlikult eemaldada ainult kiht läikivat pinda küünte.
2. kaitsta küünevalli ja sõrmede naha ARMASTAV LOV0353 KÜÜNENAHALE.
3. kasta sõrmeotste ARMASTAVA LAHUSTI akrüül LANOLIIN LOV0283 paar minutit.
4. õrnalt faili ära geeli kiht pinnale küünte valge LOV0144 fail (100/100).