



## juuksuri- tarvikud - GIUBRA

### JET STREAM NÄO STEAMER

osooni teraapia cod. 2655 funktsioon



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/giubra/](http://www.globelife.com/giubra/)



### JET STREAM NÄO STEAMER

osooni teraapia cod. 2655 funktsioon

#### Tehnilised omadused:

- toide: 220-230 v ~ 50/General: 60 hz;
- energiatarve: max 650 w;
- sisekaitse: kaitsme # 1 t 3, 15a 250 v;
- chrome baasi.

#### Keskkonnaalase töö põhinäitajad:

- ümbritsev temperatuur: + 10 ° kuni + 40 ° c;
- õhuniiskus: 30 kuni 75%;
- Õhurõhk: 700 + 1060 hpa.

#### kasutusjuhendid:

##### NÄO STEAMER

Vajutades nupule "sees", tekst "Auru" all vesi hakkab aurustuma ja kui te olete aktiveerinud programm, süttib punane. Pihustamist programmi lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu "Off" sõna "Auru" all.

##### OSOONI

Lubamiseks või keelamiseks programm, vajutage nuppu "on/off" sõna "Osoon" all. Osooni aktiveerimisel süttib punane.