



Suoristusraudan - GK HAIR

PARAS
PARAS



GK
HAIR
PROFESSIONAL

✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328
🌐 www.globelife.com/gk-tibolli



PARAS
PARAS

Sileä, kuria, korjaukset, painottaa. Kun paras sinulla on kyky tehdä kaikki varusteet, millekään hiukset, ilman rajoituksia. Voit väri ja sileä saman yksikön, huuhtelee välittömästi käsittelyn jälkeen, kaiken aina ja ainoastaan??samaa tuotetta. BEST ontasoiutus - pohjainen Juvexin, jonka kaava ei ole vaikutustahiuksen kemiallisesti. Juvexin on sekoitus peptidit ja proteiinit pystyvät parantamaan terveydentilaahiukset sisältä, ja suojella sitä mahdollista tulevaa vahinkoa. Kaikki tämä aikanaihana kosmeettinen käsittelyainutlaatuisia tuloksia. Juvexin tunkeutuorvaskeden antaahiuksetravintoaineet se tarvitsee. Se luo myössuojakalvo, joka suojaa UV-säteilyltä, savusumu ja muut mahdolliset ympäristötekijät. Lisää nesteytys ja jättää hiukset pehmeiksi ja helposti hallita, kestävämpi ja vaikea murtaa.

- Helppo levittää.
- Jättää hiukset terveempiä ja vahvempia kiitos Juvexin.
- Vähentää kuivumisaika.
- Ei enää levy jopa 5 kuukautta.
- Älä muutaväriä.

- Ei rajoituksiahiukset, voit tehdäshampoo välittömästi hoidon jälkeen.

käyttötapa : pestä hiukset kahdesti shampoo pH + selkeyttämisestä, pre - kuivaahiukset hiustenkuivaajalla 80 %. Jaapään neljään osaan. BEST levitetäänharjallahiukset osa, jonka paksuus on 1/2 cm. Hierovat counter - laajuista yhteistyötä, jottatuote tunkeutuu hyvinhiukset. Kampaa poistaa eccesso.Lasciare poseeraa 5-35 minuuttia (5 minuuttia ohuet hiukset ja valkaistu, 35 minuuttia hiukset, paksu ja kihara). Kuivaa hiukset kunnes tuote kuivana. Seed solujenhiukset ohuet säikeet alkaenniskassa. Askelten määrä riippuu juuret, pituudet ja päätyy, ja riippuu hiukset. Therm levyn vaihtelee 180 ° C asteeseenhiukset erityisesti käsitelty 200 ° luonnolliset hiukset, jopa 220 ° / 230 ° erityisen kestäviä ja kiharat hiukset. Pese pois lämpimällä vedelläBEST. Levitä syvä hoitoaine ja jätä 10 minuuttia. Huuhdosyvä hoitoaine ja kuivaa hiustenkuivaaja ja kädet vain.

box : pulloa 300 ja 1000 ml.