



Estetica - MUSTER

LIGHT4YOU

LUCE PULSATA 60000 spot rapido - indolore - velocissimo



muster

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



LIGHT4YOU

LUCE PULSATA 60000 spot rapido - indolore - velocissimo

- Schermo a colori touch screen da 7"
- 60.000 spot
- Ampie dimensioni della zona trattata per singolo spot: ben 7,5 cm²
- Raffreddamento combinato aria + acqua e Celle di Peltier
- Trattamento veloce: la rapidità di raffreddamento del manipolo e la sua sofisticata tecnologia, garantiscono una riduzione rilevante dei tempi di trattamento.

APPARECCHIATURA PROFESSIONALE RAFFREDDATA AD ARIA ED ACQUA

Luce pulsata, un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di epilazione non invasivo. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xenon, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero con risultati sorprendenti. La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità sfrutta il principio della fototermodisi selettiva, generando una serie di flash luminosi che inibiscono le cellule responsabili dello sviluppo del pelo, contribuendo all'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.

ANAMNESI COMPUTERIZZATA

L'anamnesi computerizzata è semplice e intuitiva. Basta sfiorare il video in corrispondenza della funzione desiderata e l'apparecchio vi permette di considerare facilmente tutti i parametri per impostare un corretto trattamento: il tutto in pochissimi secondi. LIGHT4YOU determina il livello adeguato di potenza e lo specifico filtro da utilizzare per il trattamento, selezionando, in pochissimi passaggi a video, i relativi parametri quali colore della pelle, nonché colore e aspetto del pelo. Al termine dell'anamnesi il video visualizzerà, per vostra opportuna verifica, il riepilogo dei dati selezionati e consentirà di procedere al trattamento.

TRATTAMENTO FOTORINGIOVANIMENTO CUTANEO

(optional) - Non utilizzabile dall'Operatore Estetico in Italia (D.M. 110/2011). Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai benefici effetti prodotti dal trattamento a luce pulsata, che stimolano le aree interessate, risvegliando il loro corretto e naturale funzionamento. Le tecnologie innovative proposte da LIGHT4YOU hanno fatto

registrare miglioramenti visibili anche in condizioni di anomalie cutanee quali: couperose, rughe, capillari superficiali, ipotonicità dell'epidermide. Il flash luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità, stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza la tessitura e la consistenza della pelle.

- Spot 15 mm x 50 mm (7,5 cm²)
- Filtri (2)
 - Filtro da 600 nm (idoneo per fototipo I-II-III)
 - Filtro da 640 nm (idoneo per fototipo IV-V-VI)
- Energia emessa: regolabile da 0,5 a 18 J/cm²
- Ampiezza spot 20 ms
- Funzione spot Singolo o Multispot (emissione continua degli spot per velocizzare il trattamento)
- Pausa tra gli spot in modalità Multispot: regolabile da 1 s a 4 s
- Tempo di carica dopo l'impulso: 250 ms (0,25 secondi)
- Sistema di raffreddamento dell'unità luminosa: combinato acqua + aria + celle di Peltier
- Regolazione della temperatura del cristallo di emissione a contatto con la pelle: da -5°C a 5°C
- Vita utile lampada 60.000 spot
- Potenza media assorbita in funzionamento: 180 W
- Potenza massima assorbita in ricarica: 2200 W
- Voltaggio 230 V/50 Hz