



## Plauk? da?ai - INEBRYA

### INEBRYA BIONIKOS SPALVA

amoniako neturint? nuolatin?s spalvos kremas su safyro ir kolageno



>> Inebrya

✉ bbazar@globelife.com  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 www.globelife.com/inebrya



### INEBRYA BIONIKOS SPALVA

amoniako neturint? nuolatin?s spalvos kremas su safyro ir kolageno

Novatoriškas profesin?s spalvos, kremin?s spalvos yra BIONIC INEBRYA nuolatinis amoniako sud?jus kolageno kosmetikos savybes ir kondicionierius su švie?iamojo bei atgaivina safyro kristalai bendras spalvos rezultatas "grynas" uniform? ir apsaugotas. Keratino atkuriamojo savybes kartu su t? maitinant ir minkštinan?i? savybi?, medviln?s s?kl? aliejus turi ?gyvendinti tikras regeneracija plauk? da?ymo metu "užtikrinti 100 % apr?pt? žilus plaukus su daug spalv? yra intensyvus ir ryškus kapiliar? strukt?ros ir pusiausvyros od? visapusiškai. Visiškai n?ra amoniako išmetimo ir Nat?ral?s aktyv?s ingredientai apsauginis poveikis leidžia profesionaliai dirbti su maksimal? komfort? ir maksimal? saugum? vartotojui. Užtikrinti maksimal? efektyvum? paslaugos spalvos be amoniako "INEBRYA BIONIC spalva turi b?ti maišomas su OXYCREAM's Multi veiksm? aukšto oksidacijos kremas kosmetikos veiksm?, kurie gamina minkštos švelnios, kremin?s spalvos mišinys" yra lengvai ir sklandžiai taikyti. Jo veiksmi labai maitinamasis ir apsauginis stabilizatorius daro plauk? minkšt?j? sveikas "sveikas" ryškiausias spalvas Ryškiausias labiausiai energingas "yra labiau ilgalaikis.

**atspalviai:** 63 atspalvi?.

**nurodymai, kaip naudoti:** mišinys ne metalo dubenyje 50 ml 75 ml OXYCREAM BIONIKOS spalva (100 ml + 50 ml BIONIC spalva Lighteners: OXYCREAM). Tolygiai paskirstykite ant saus? plauk? unwashed. Kai užrako yra emulguoti atsargiai "tada kruopš?iai išskalaukite plaukus, kol vanduo tampa skaidrus ir padaryti šamp?nas Inebrya už da?ytiems plaukams.

**pakuot?:** 100 ml m?gintuv?i?.