



## Plauk? tiesintuvai - MOROCUTTI

### ARTERO ZENITH PLOKŠT?S TITANO CLASSIC rokeris plokšt?s



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

🌐 [www.globelife.com/morocutti/](http://www.globelife.com/morocutti/)



### ARTERO ZENITH PLOKŠT?S TITANO CLASSIC rokeris plokšt?s

#### Nano titano technologija , keratino gydymas

Sukuria neigiamus jonus, todėl plaukai minkštos ir ryškiomis. Uždaryti padalinti baigiasi ir drėkina plaukus.

#### Ypatinga:

- Skaitmeninis LCD temperatūros indikatorius.
- Reguliuojama temperatūra nuo 80 iki 230° c.
- 360° atnaujinamoms smegenų neleidžia formuotis mazgams.
- Temperatūros užrakto mygtukas.
- Apima šiluminis antvamzdis.