



## Rawatan - rambut penjagaan - SELECTIVE

### PADAT - ISI RAWATAN

icostruttore pengisi dua komponen untuk rambut menipis atau sensitif

# SELECTIVE



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328

### PADAT - ISI RAWATAN

icostruttore pengisi dua komponen untuk rambut menipis atau sensitif

padat - ISI kerja tindakan rekonstruktif pada rambut rosak, menambah jumlah dan kepadatan tanpa berat ke bawah. Pengubalan terdiri daripada: tumpuan aktif padat -1 dan pengaktif ISI tebal - ISI 2. Sudah bercampur, sedia untuk digunakan dengan cepat dan mudah. ' S teknologi yang unik menggunakan padat - ISI densiflux (untuk menambah kepadatan dan kekuatan untuk rambut) dan volumeflux (mengikut isipadu dan kecergasan). Hasilnya adalah peremajaan segera rambut yang terhidrat, dibaiki, tonik bertetulang. Memberikan fleksibiliti dan jumlah di samping melindungi rambut daripada pengoksidaan.

**kaedah penggunaan:** campuran dalam mangkuk dengan 1 tebal padat -fill - mengisi 2 untuk mewujudkan emulsi. Biarkan beberapa minit, emulsi untuk pengaktifan optimum bahan-bahan aktif. Memohon dengan berus pada tuala rambut kering. Sebarkan produk dengan sikat, urut luas -bergigi dan biarkan selama 5 minit, bilas dan meneruskan gaya rambut yang.

kotak : dua botol 15 ml dalam kotak 5 pcs